

Informações para novo pedido

Peça Número	Descrição	Máscara Cor
100332	Máscara nasal e suporte SleepWeaver Advance	Bege
100336	APENAS a máscara nasal SleepWeaver Advance	Bege
100274	Máscara nasal e suporte SleepWeaver Advance	Azul
100289	APENAS a máscara nasal SleepWeaver Advance	Azul
100277	Máscara nasal e suporte SleepWeaver Advance	Rosa
100291	APENAS a máscara nasal SleepWeaver Advance	Rosa
100281	Máscara nasal e suporte SleepWeaver Advance	Camuflagem
100293	APENAS a máscara nasal SleepWeaver Advance	Camuflagem
100285	Máscara nasal e suporte SleepWeaver Advance	Leopardo
100295	APENAS a máscara nasal SleepWeaver Advance	Leopardo
100239	APENAS o suporte para a máscara SleepWeaver Advance	Preto

Componentes SleepWeaver incluídos

Máscara e junta SleepWeaver



Junta

Suporte único



CPAPXCHANGE

SLEEP WELL TONIGHT



EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
Países Baixos
Tel: +31 (0)70 345 8570



0459

Circadiance

1060 Corporate Lane • Export, PA 15632
Telephone: 888 • 825 • 9640 ou +1 724 • 858 • 2837
cservice@circadiance.com
www.sleepweaver.com

Montado no México
com peças
fabricadas nos EUA.

100392 REV2

SleepWeaver[®] ADVANCE

Máscara nasal CPAP de tecido e suporte

SEM LÁTEX

Introdução à sua máscara

A sua máscara SleepWeaver Advance fica presa ao suporte, conforme o exibido à esquerda. O suporte para a máscara possui três pontos de ajuste — um de cada lado da máscara e um na tira da cabeça. Uma junta prende-se ao tubo do CPAP ou BiPAP.

Indicações

A SleepWeaver destina-se tanto para uso individual ou terapia ventilatória com dois níveis de pressão para uso residencial e em laboratórios de sono. A SleepWeaver foi testado em pressões de 4 cm H2O até 20 cm H2O em sistemas CPAP e BiPAP. Veja o "Vídeo de instruções" em www.circadiance.com/help.

Ajuste da máscara

1. Retire a máscara SleepWeaver Advance da embalagem.
2. Conecte o tubo do CPAP ou BiPAP à junta articulada na frente da máscara.
3. Ligue o CPAP ou BiPAP na pressão prescrita para si.
4. Quando a máscara inflar, segure o suporte com as duas mãos, posicione a máscara sobre o nariz e puxe o suporte por sobre a sua cabeça. Certifique-se de que o bocal da máscara está centralizado sobre o seu nariz e alinhe a tira da cabeça, centralizando-a sobre o crânio.
5. Puxe o suporte para a parte de trás da sua cabeça até que a tira do pescoço fique firmemente ajustada imediatamente abaixo das suas orelhas.
6. Se sentir um vazamento, consulte a secção "Ajuste de vazamentos".
7. Deite-se na sua posição normal de sono. Se ocorrer algum vazamento, reajuste a máscara.
8. No nosso site são disponibilizados vídeos de instruções para o ajuste da máscara: www.circadiance.com/help

Ajuste de vazamentos - Se sentir vazamentos, siga estes passos:

1. Com CPAP ou BiPAP ligado na pressão prescrita para si, aperte a parte da máscara directamente sobre seu nariz, afaste a máscara ligeiramente do rosto, em direcção aos seus pés e solte suavemente.
2. Se sentir vazamentos nas laterais da máscara, ajuste a tira do pescoço, soltando a guia da tira, puxando as tiras para fora para apertar a máscara e prendendo-as novamente à guia da tira.
3. Se sentir vazamentos na direcção dos seus olhos, ajuste a tira da cabeça.
4. Às vezes é possível interromper vazamentos e obter um ajuste melhor afrouxando levemente a máscara e repetindo o passo n.º 1.
5. Também podem ocorrer vazamentos se as tiras do suporte da máscara estiverem muito apertadas ou muito frouxas. Com o decorrer do tempo, irá encontrar o ajuste preciso e confortável para si.

Remoção da máscara

1. Para remover a SleepWeaver, afaste a máscara do nariz e erga o suporte da sua cabeça.
2. Não é necessário afrouxar as tiras do suporte da máscara. Com a prática, conseguirá colocar e remover a máscara sozinho após ter feito os ajustes necessários.

Instruções para limpeza em casa - Uso individual

- A limpeza da máscara pode ser feita a mão, lavando-a com um sabonete suave e não abrasivo.
- Também pode lavar a SleepWeaver em uma máquina de lavar roupa com detergente suave (siga as instruções do detergente). Lave em água fria ou morna, nunca use água quente.
- Deixe secar no estendal. (o tempo aproximado de secagem é 6-12 horas, dependendo da humidade)
- Não seque a máscara SleepWeaver na máquina de secar roupa.
- Após um período de utilização, a fita adesiva hospitalar que prende a junta à máscara vai perdendo a aderência e precisará ser substituída.
- A junta fica presa à máscara com fita adesiva hospitalar branca sem látex. Pode remover a junta e limpá-la separadamente, por imersão em uma solução de 1 parte de vinagre para 3 partes de água (1/3 de xícara de vinagre para 1 xícara de água).
- Enxágue cuidadosamente a junta após a imersão e depois deixe secar.
- Recoloque a junta com fita adesiva hospitalar branca (consulte as secções relativas à junta).

Instruções para limpeza multi-uso - laboratórios de sono

- A máscara deve ser desinfetada entre utilizações em diferentes pacientes usando um desinfetante químico de alto nível, como Control III® (a desinfecção deve ser realizada segundo as instruções do fabricante do desinfetante).
- Após a desinfecção, a máscara deve ser lavada na máquina com detergente de roupa suave (siga as instruções do detergente). Lave em água fria ou morna, nunca use água quente. Deixe secar no estendal, NÃO seque a máscara SleepWeaver na máquina de secar roupa. (o tempo aproximado de secagem é 6-12 horas, dependendo da humidade)
- Remova, limpe e substitua a junta entre utilizações em diferentes pacientes (consulte as secções relativas à junta).



- A máscara não deve ser desinfetada com solução de glutaraldeído a 2%, por esterilização a quente, pasteurização em água quente, esterilização em autoclave ou com gás de óxido de etileno. Não use lixívia ou solventes contendo tricloroetileno.

Remover a junta - Não é necessário remover a junta e substituir

a fita de cada vez que lavar a máscara, a menos que sofra de uma condição crónica e o seu médico ou fisioterapeuta o aconselhou a fazê-lo, ou se a máscara for usada em um ambiente de laboratório de sono.

1. Vire a máscara de dentro para fora para expor a fita adesiva hospitalar branca que prende a junta à máscara e remova a fita usada.
2. Empurre a junta pelo orifício nasal e para fora da máscara para a limpar.
3. Limpe a máscara seguindo as instruções indicadas anteriormente.
4. Limpe a junta separadamente, por imersão em uma solução de 1 parte de vinagre para 3 partes de água. Enxágue cuidadosamente após a imersão e depois deixe secar.

Recolocar a junta - Use fita adesiva hospitalar branca, a prova de água, sem látex

1. Depois de a junta e a máscara ficarem completamente secas, vire novamente a máscara de dentro para fora.
2. Coloque a junta dentro da máscara com protrusão de 1/2 polegada (1 a 1,5 cm) do "macho" (crista) para fora do tecido.
3. Corte um pedaço de fita adesiva hospitalar branca sem látex com aproximadamente 10 1/2 polegadas (30 cm) de comprimento
4. Segure a junta contra a máscara com uma das mãos enquanto a prende com a fita adesiva junto à crista. Certifique-se de que a fita fica metade sobre o tecido e metade sobre a junta.
5. Passe a fita ao redor da junta e da máscara pelo menos três vezes.
6. Se necessário, corte o excesso de fita adesiva e alise quaisquer rugas com os dedos.

Instruções online estão disponíveis em www.circadiance.com/help



Informações médicas

SleepWeaver não contém materiais com látex. Se apresentar QUALQUER tipo de reacção a qualquer parte desta máscara ou do suporte, interrompa o seu uso e consulte o seu médico ou fisioterapeuta.

Válvula de exalação

Não existe qualquer jacto de ar com a exalação. A ventilação é feita através de uma série de pequenos orifícios. O fluxo da válvula de exalação juntamente com os vazamentos da junta e outras fontes é:

Pressão (cm H2O)	4	5	10	15	20
Fluxo (lpm)	12.9	14.7	24.9	33.9	40.0



Precauções e advertências

- Nos EUA, a lei federal limita a venda deste dispositivo a, ou por ordem de, profissionais médicos.
- Este sistema deve ser usado apenas com sistemas CPAP ou BiPap recomendados pelo seu médico ou fisioterapeuta.
- Esta máscara não deve ser usada a menos que o sistema CPAP ou ou BiPap esteja ligado e a funcionar correctamente.
- Os orifícios de ventilação nunca devem estar bloqueados.
- Evite fumar enquanto estiver a usar este produto
- A máscara NÃO deve ser desinfetada com solução de glutaraldeído a 2%, por esterilização a quente, pasteurização em água quente, esterilização em autoclave ou com gás de óxido de etileno. Não use lixívia ou solventes contendo tricloroetileno.

Limite da garantia

www.circadiance.com/help